

大切な方の安全・安心を

認知症である老人が徘徊し屋外へ出ようとした時や
屋内のある地点を通過した時に、
センサーにより感知し、家族、隣人に通報することで、
その後の対応を支援します。



みまもりわんこ クードル

認知症老人徘徊感知機器

ポイント1

変化を見逃さない！

メール送信



設置した場所や認知症の方の変化に加速度センサーが反応。
変化があれば、設定したメールアドレスにお知らせします。

ポイント2

どこにいても
通報を受け取れる！

スマートフォン、携帯電話、
パソコン、タブレットにも対
応しているので、どこにい
ても通報を受け取ることが
できます。

キャリアも選びません




製品型番 : NSL-ICC01

ポイント3

居場所を
確認できる！

通報を受け取り後も、
ウェブサイトから位置情報を
確認できます。

位置情報確認



お問い合わせは

NSL
Next System Laboratories

ネクストシステムラボラトリーズ株式会社

〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町1丁目5-4 1F



0120-838-207

月曜～金曜日（祝休日除く）10:00～20:00

Mail i-coco@nsl-net.co.jp URL <http://www.nsl-net.co.jp>

Facebook <http://www.facebook.com/mimamori.icoco>

twitter @nsl_1992


設定や検索はカンタン！

専用のウェブサイト

「みまもり支援 GPS i-coco (アイココ) サービス」にアクセスして登録すれば、すぐに使用できます。
<https://ichidoco.jp/icoco/login/>
 (右のQRコードでもアクセスできます)



ログイン画面



専用のウェブサイト「みまもり支援 GPS i-coco (アイココ) サービス」にアクセスしてログインし、メインメニューから操作を行います。
 ※同梱のID/パスワードカードに記載のログインIDとパスワードを使用します。



契約者情報やパスワードの変更などが行えます。



地図で居場所がわかる！

位置情報を取得します。

過去の位置情報を閲覧できます。



専用ケースやシューズに装着して利用することができます。ケースやシューズはご利用者の自己負担となります。



■ i-coco 仕様

本体サイズ・重量	高さ11.85x幅38.5x奥行45.5mm、30g
電源	マイクロUSB充電タイプ、3.6V、650mAh
材質	ポリカーボネート樹脂
通信方式	W-CDMA(DL384kbps,UL384kbps)
対応周波数	800MHz / 2GHz
GPS機能	GPS単独測位、ネットワークアシスト測位
防水・防塵性能	IPX5/IP5X
連続待受時間	約400時間
動作環境	(-20° C ~ +60° C)
センサー機能	加速度センサー機能
本体報知機能	本体アラーム音
外部報知機能	家族のPC・スマホ・タブレット等にメールで報知

■ 取扱店